




Vrijheid om te bewegen.  
Vanzelfsprekend.

# Cue2Walk

[www.cue2walk.nl](http://www.cue2walk.nl)



# Loopstoornissen bij mensen met Parkinson




'OFF' phase




'ON' phase



# Phase changes over time




# Compensatiestrategieën bij Loopstoornissen




# Compensatie strategieën

## 55 OMWEGGETJES WAARMEE PARKINSON PATIENTEN FREEZING OMZEILEN



# Visual cueing, 'OFF' phase







Rhythmic auditory cueing, 'OFF' phase




# Hulpmiddelen voor Compensatiestrategieën



>60% of People with Parkinson will suffer Freeze of Gait



# Smart Cueing as a solution




# Cueing is proven solution to overcome Freeze of Gait\*

## 3 types of cueing

Auditive (e.g. Beeping sound)

Visual (e.g. Laser line)

Haptic (e.g. Vibration)



## Currently 2 types of offering:

Continuous

Manual



\*Giladi N, Nieuwboer A (2008) Understanding and treating freezing of gait in Parkinsonism, proposed working definition, and setting the stage.



# De Cue2Walk

## Comfortabele Strap

- Eenvoudig om en af te doen
- Verstelbaar (335- 450 mm)
- Onder of over de kleding

## Klein en lichtgewicht

- Afmeting: 17x 44 x 64 mm
- Gewicht: 31 grams

## USB-C Oplaadbaar

- Opgeladen in 2 uur
- Gebruik tot 2 dagen

## Cue activatie (aan/uit)

- Auditief (ritmisch geluid)
- Haptisch (ritmische trilling)

## Eenvoudige bediening

- Intuïtieve LED bediening
- Grote bedieningsknop (aan/uit)

# De Cue2Walk

A simple wearable

that allows patients to stay active  
by application of Smart Technology



Medical Delta - Proof It Award 2016  
ParkinsonNet Innovation Award 2016-17  
Zorginnovatieprijs Zuid Holland 2021



CE Medical Device Class I



# Smart Cue



Manual Smart Cue



Automatic Smart Cue



Hands Free Smart Cue





# Cue2Walk in beeld

**Hi Floor,**  
Innovatie vinden wij bij Parkinson! Het is zo belangrijk als onderzoek. Want een innovatieve oplossing kan voor een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van leven zorgen. Neem bijvoorbeeld het apparaat Cue2Walk. Verder inspireren wij je in deze nieuwsbrief graag met het verhaal van onze ambassadeur Wendy. Zij was een verlegen meisje en groeide door haar jolies uit tot een vrouw met zelfvertrouwen. We wensen je veel succes!



**Dit innovatieve apparaatje brengt je weer in beweging**

Hulpmiddel bij 'freeze of gait'

Veel mensen met de ziekte van Parkinson krijgen te maken met 'freeze of gait'. Wie het heeft, ervaart hoe vervelend het is om ineens te bevriezen en dat het om gelukken en vallen kan resulteren. Het slimme apparaat Cue2Walk is bedoeld om bij dit ongemak te helpen. Informatie is nodig om de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren, vinden wij. Op onze website vind je meer informatie over de Cue2Walk en ook hoe je in contact komt.

[Lees verder](#)

**Help mee en word vandsag nog donateur**

**€6.320**

**'Parkinson heeft een bijzondere link naar ons vak'**

**Darmen spelen mogelijk cruciale rol bij resistente tegen Levodopa**

**Handig hulpmiddel bij freeze of gait**

**ParkinsonNL**

**Freeze of gait: dit innovatieve apparaatje brengt je weer in beweging**

Wat zijn de mogelijkheden? Het apparaat Cue2Walk helpt mensen met Parkinson die last hebben van 'freeze of gait'. Het apparaat geeft een lichtsignaal dat helpt bij het overbruggen van de 'freeze' momenten. Het apparaat is klein, draagbaar en eenvoudig te gebruiken. Het is een innovatieve oplossing voor een van de meest uitdagende problemen van Parkinson.



**Co creatie in productontwikkeling**

**Ontwikkelaar aan de slag samen met zorgprofessionals en mensen met parkinson**

De vooruitgang van de Cue2Walk is het resultaat van een samenwerking tussen Cue2Walk, ParkinsonNet en mensen met Parkinson. Dit proces van co-creatie zorgt ervoor dat het apparaat niet alleen technisch goed is, maar ook aanspreekt op de behoeften van de gebruikers. Het resultaat is een innovatief hulpmiddel dat de kwaliteit van leven van mensen met Parkinson verbetert.




**ParkinsonNet**  
Zorg voor Parkinson

**ParkinsonNet aan de slag**



**Voor wie is Cue2Walk bedoeld?**



## Quote PwP, Ruud van der Horst:

*"...the use of Cue2Walk gives me more confidence in moving and is reducing falling incidents... I experience more grip on activities that were challenging before."*



## Quote PwP, Maarten van 't Land:

*"The Cue2Walk device empowers me to overcome a freeze more quickly. This greatly enhances my Quality of Life is, and it prevents me from social isolation"*




# Smart Cueing in Practice



Without Smart Cue



Automatic Smart Cue



PwP and their therapist

Free of charge

Setup & instruction by therapist

Purchase Cue2Walk (€595 incl. vat)

Application training Smart Cue

Go/ No go\*

\* Following a successful Go decision >85% of the customers are satisfied in Evaluation phase.





Cue2Walk

**Vrijheid om te bewegen.  
Vanzelfsprekend.**

# Cue2Walk

[www.cue2walk.nl](http://www.cue2walk.nl)

